心理物理学実験演習解説資料

【!!!注意!!!】

- 1. 光過敏性発作の既往がある学生は実験の実施を見合わせること。これに該当する場合は、担当教員の宮脇まで至急連絡をすること。
- 2. 実験は、必ず自分自身のみを被験者として実施すること、友人や家族など、自分以外に課題をやってもらう(被験者になってもらう)ことのないようにすること(大学への倫理申請を行ううえで、受講者各個人が自分自身のみを被験者として実験を行うことを前提としているためである(他人からのデータ収集を前提としてない). この点は必ず守ること!!

1 意義と目的

ヒトの感覚や知覚の定量化は、ヒトの感覚・知覚現象そのものを解明するためのみならず、ヒューマンインタフェースの開発や製品評価などにおいても極めて重要である。ヒトの感覚・知覚は主観的で心的な現象であり、物理量として直接的に計測することはできない。しかし、よく制御された実験条件下においては、ヒトの行動を精緻に計測することにより、ヒトの感覚・知覚を間接的に定量化することが可能になる。このような実験手法を提供してくれる学問領域のことを心理物理学(psychophysics)という。

本実験では、特に、視覚の心理物理実験の基礎的手法を学ぶことを目的とする。実験とデータ解析を通して、コンピュータ・グラフィックスを用いた幾何学図形の描画、関数フィッティング、統計検定など、ヒトを用いた心理物理実験の実施において重要な諸手法に幅広くふれる。

2 実験概要

視覚心理物理実験において近年普及してきている Psychopyを用いて錯視図形を作成し、その錯視量を定量化 する実験と解析を行う. 錯視図形は、教官が用意するもの (Muller-Lyer 錯視、図1)を課題として設定する(追加課 題においては、実験者が任意に設定してもよい).




図 1: Muller-Lyer 錯視.

3 背景知識

3.1 Muller-Lyer 錯視

Muller-Lyer 錯視とは、長さが同じ線分の対のうち、片方には外向きの矢羽線を付け、もう片方には内向きの矢羽線を付けたときに、内向き矢羽線が付いた線分のほうが長くみえる現象のことである(図1).

3.2 主観的等価点

知覚的には内向き矢羽線が付いた線分のほうが長くみえるので、物理的に内向き矢羽線が付いた線分のほうを短くするか、あるいは外向き矢羽線が付いた線分のほうを長くすれば、両線分が同じ長さに見えることになる。このように、心理的に等価となっている物理尺度上での点のことを**主観的等価点(point of subjective equality)**と呼ぶ。

3.3 主観的等価点の測り方

線分の長さにおける主観的等価点を計測することを例に挙げて考える. 代表的なものは, 以下の3つである.

調整法(method of adjustment)

短い(あるいは長い)と感じる方の線分の長さを徐々に長く(あるいは短く)し、線分の長さが等しい と近くできたところで止める、という方法という.刺激は、被験者自らが調整する.

極限法 (method of limits)

刺激のコントロールは実験者が行う.刺激の長さを長い(短い)ほうから順に短く(長く)するように調整し、参照刺激に対して短く(長く)なりすぎたと思ったところで止める.今度は逆に、刺激の長さを短い(長い)ほうから順に長く(短く)するように調整し、参照刺激に対して長く(短く)なりすぎたと思ったところで止める.このように、下降系列と上昇系列を何度か繰り返し、反応変化点の平均値を計算する方法.

恒常法 (method of constant stimuli)

長さが異なる刺激を予め何種類か用意し、それらをランダムな順番で繰り返し被験者に提示する.被験者は、各試行において、提示された線分が参照刺激に比べて長かったか短かったかを答える.回答における長い/短いの確率が 50%になった長さの条件が主観的等価点となる. 多数回の刺激提示を繰り返さなくてはならないので時間はかかるが、最も厳密に主観的等価点が得られる方法.

3.4 精神測定関数 (psychometric function)

刺激の量(例:長さなど)を横軸にとり、それに対する被験者の反応確率を縦軸にとると(「反応」が何かは課題に依存.例えば、Muller-Lyer錯視の場合は、参照刺激より長いと感じるというものが「反応」に相当し、そのように回答した確率が縦軸になる)、多くの場合、sigmoid関数型の曲線を描く.このような、刺激物理量と反応確率の関係を表した関数のことを精神測定関数 (psychometric function) と呼ぶ.

Muller-Lyer 錯視の場合, 横軸に 内向き矢羽線が付いた線分の長さ と外向き矢羽線が付いた線分の長 さの差をとり, 縦軸に内向き矢羽 線が付いた線分の長さを長いと答 えた確率をとると, 線分の長さの 差が 0 の位置より左側, すなわち 負の側で, 内向き矢羽線が付いた 線分の長さを長いと答えた確率が 50%になる. すなわち, 主観的等価 点が負側にシフトすることにな er-Lyer できない 地で できない は にない は できない は できない は できない は できない は できない は にない は

図 3: PsychoPy Builder

[%]

図 4: PsychoPy Coder


る.このシフト量が、矢羽の方向差によって生まれた錯覚の量を物理尺度で表したものになる.これを**錯視量**とよぶ.

4 実験準備

4.1 Psychopy のインストール

https://www.psychopy.org/ にアクセスし,各自の環境に合わ せた方法でインストールする. version は最新のものをインスト ールすること.以下は,mac版の v2024.1.5 を前提として進める.

4.2 Psychopy のテスト



☑ 5: PsychoPy Runner




図 6: hello_world. py を読み 込んだところ. 赤丸のところ のボタンを押す.

PsychoPy を起動する. もし図 3 のようなウインドウが見えていたら、これは今回使わないので、閉じてしまう(このウインドウのことを PsychoPy Builder と呼ぶ).

次に、図4にあるような PsychoPy Coder、および図5の PsychoPy Runner が開いているか確認する。 開いていない場合は、メニューの View から Show runner や Show coder を選択すると開くはずである.

次に PsychPy Coder を active にした状態で、メニューの Demos から basic-> hello_world.py を選ぶ. そうすると、Coder の window に hello_world.py のソースコードが表示されるは ず. この状態で、Coder のメニューバーにある緑色の再生ボタンを押す. こうすると、Runner に hello_world.py が読み込まれ、メッセージ窓が表示されるはずである. この状態で、テストは成 功. テストが成功したら、Runner の赤いマイナスボタンを押し、hello_world.py の登録を解除し、Coder の側でも hello_world.py



図 7: Runner に hello_world.py が 読み込まれたところ.

のタブにあるバツ印を押して、ファイルを閉じておく.こうすると、それぞれが図4と図5のような状態になるはず.

4.3 Monitor Center の設定

視覚刺激の見え方は、各人の PC のモニタの設定によって変わる. それを設定するのが Monitor Centerである. 図8の赤丸のボタンを押すと、図9のようなウィンドウが出るので、ここで必要な情報を設定する. 新しいモニタとして登録する場合は、New ボタンを押して、新しいモニタプロファイルを作成するのもよいと思う.




図8:MonitorCenter の設定

特に重要なのは、Size と Screen Width である. この値は、自分の使っている PC モニタの対応する値を調べ、その値を入力すること. 次に、Screen Distance であるが、これはモニタ画面から被験者(今の場合皆さん) それぞれの眼の位置までの距離である. これは適宜都合の良い値に決めてよいが、概ね60 cm ぐらいを目安とするのがよいかもしれない(普段のモニタから眼までの距離程度でよい). ただし、

この値を一旦決めたら、実験する際はこの値を守るようにモニタと顔の距離関係を保つこと.これが各試行でずれていると実験データのばらつきの要因となる.ガンマ値はモニタの値が分かればそれを入力しておくこと.ここまで入力できたら、Save ボタンをおして、モニタのプロファイルを保存し、このウィンドウを閉じる.

4.4 配布プログラムのテスト

次に、配布したプログラムのテストを行う. Classroom 上で配布されている HMS_mid.zip を解凍し、適当な場所に展開する. そのフォルダの中に、

MullerLyer.py

showResult.py

という2つの python スクリプトが入っている と思うので、その2つのファイルを Coder の



図10:被験者情報および run 番号入力ダイアログ

window 上にドラッグ&ドロップすると、Coder 上にこの2つのスクリプトが表示され、さらに Runner 上にも同時に二つのスクリプトが登録されるはずである.この状態で、Runner のほうをアクティブにし、MullerLyer.py を選んだ状態で Runner 上の Run ボタンを押し、しばらくすると、図10のようなダイアログが出現する.participant のところには、被験者名のイニシャルなど(=いまの場合自分のイニシャル)をいれ、OK ボタンを押す.すると、自動的にプログラムがスタートするので、画面の指示に従って回答を行う.ここまでくれば、実験プログラムはうまく動いているということになる.途中で実験をやめたいときは Esc キーを押す.うまく行きそうなら、一度テストで実験を最後までやってみよう.必要な試行数が実施されたら、プログラムは自動的に止まる.

次に結果の表示のテストを行う. Coder に戻り、showResult.py を選んだ状態にする。showResult.py の 20 行目に participant_name の変数があるので、そこに先ほど入力した participant の情報を代入し、次に 21 行目に session_num の変数があるので、そこに先ほど入力した session 番号(最初は 001 のはず)を入れて、保存する。次に Runner に戻って showResult.py を選んだ状態で Run ボタンを押す。すると、先の実験結果から得られた Psychometric function が図 1 1 のように得られる. 赤丸とそれを結んだ赤線が実際のデータであり,黒線はその実験データに対して以下のシグモイド関数

$$y = \frac{1}{1 + \exp\left[-\frac{x - x_0}{a}\right]}$$

をフィッティングした結果である.




図 1 1:Psychometric function

データによってはフィッティングがうまくいかないことがある. 典型的なエラーに対しては「フィッティング初期値,収束条件,実験する x 軸のレンジ(内向き矢羽と外向き矢羽の長さの差の範囲)を変えるように」というエラーメッセージが出るようにしてあるので,こうした場合はよくエラーメッセージを観察すること. この場合は,データにフィッティングせずに単にシグモイド関数の初期値だけを代入した黒点線の結果がグラフに出力されるので要注意.

フィッティングがうまくいった場合には, Runner の標準出力画面(stdout)に x0 と a

の推定結果が表示される. x0 は求めたい錯視量であり、a はシグモイド関数のスロープの傾きに対応する.

図11にあるような結果の図は、自動的に保存される(ファイル名: MullerLyer_イニシャル _session 番号.png). 以前グラフを作ったときと同じファイル名のデータを読んだときにはグラフが上 書きされてしまうので、注意. 同時に、psychometric function(フィッティング前)の数値(つまりは 図11の赤点の値)もファイルに自動保存される(ファイル名: MullerLyer_イニシャル_session 番号 _pf.csv). このファイルは、後ほど課題で使うことになる.

5 実験課題

ここまで解説した実習用プログラムの使い方を参考にしながら,以下の実験課題を実施せよ.

【!!!注意!!!】

- 1. 光過敏性発作の既往がある学生は実験の実施を見合わせること。これに該当する場合
 - は、担当教員の宮脇まで至急連絡をすること.
- 2. 実験は、必ず自分自身のみを被験者として実施すること、友人や家族など、自分以外に課題をやってもらう(被験者になってもらう)ことのないようにすること(大学への倫理申請を行ううえで、受講者各個人が自分自身のみを被験者として実験を行うことを前提としているためである(他人からのデータ収集を前提としてない). この点は必ず守ること!!

課題1:錯視量と刺激パラメータの関係を求める

MullerLyer.py のソースファイルの中で矢羽の角度が定義されている箇所がある(89行目のはず). このパラメータを変えて、錯視量がどう変わるかを以下の手順で調べよ.

課題1-1

矢羽の角度 3 条件を任意に選び、psychometric function をそれぞれ求めよ. 1 条件につき最低 3 回の繰り返し実験を行い(1 回の実験を 1 session と呼ぶことにする)、得られた psychometric function を平均した、エラーバー付きのグラフを作成せよ. エラーバーは同じ角度条件で繰り返した session 間での標準偏差とすること。各角度条件に対して平均化された psychometric function がひとつ描けるはずなので、グラフは 3 つできる(これらを、図 1-1、1-2、1-3とする).

*各 psychometric function の数値データは、上で述べた通り、showResult.py を走らせたときに生成される csv ファイル (MullerLyer_イニシャル_session 番号_pf.csv) に保存されているので、それを用いること.

*軸の値と名前は必ず書くこと

*データの平均の仕方、標準偏差の計算の仕方、エラーバー付きのグラフの書き方などは、全て python および matplotlib のマニュアルをネット上で検索すれば簡単に見つかるので、それらを参照すること.

*グラフの plot のためには必ずしも python を使わなくてもよい. もしほかの使いやすいツールがあるのであれば、それでも可とする. ただし、上記の要件を満たしたグラフを提出すること.

課題1-2

矢羽の角度を横軸に、得られた錯視量を縦軸にして、矢羽の角度に対する錯視量の変化を表す折れ線グラフを作成せよ。錯視量は同じ角度条件で繰り返した session 間で平均し、その標準偏差をエラーバーとして、グラフに付すこと(図 1-4)。

課題1-3

1因子分散分析を行い、矢羽の角度について、主効果があったかどうかを検定せよ.

*分散分析も python の stats モジュールをインポートすることで簡単に実行できる.今は一要因分散分析なので f_{oneway} メソッドを使えば良い.使い方は自分で調べること.

*分散分析のためには必ずしも python を使わなくてもよい. もしほかの使いやすいツールがあるのであれば、それでも可とする. ただし、上記の要件を満たした内容を報告すること.

*主効果があったほうが良いレポートというわけではない.ここでは、データを正しく計測し、正しく解析できているかどうかのみを評価対象とする.

課題2:錯視コンテスト

MullerLyer.m のソースファイルの中身をよく読み、刺激画像のパラメータ(矢羽の角度、線分間の距

離、線分の平均長、線分の太さ、線分の色、背景の色などなど)を自由に変更し、最も錯視量が大きくなる刺激条件を見つけよ、結果として、以下の項目を報告すること:

- 1. テストする条件に対しては最低 3 session の繰り返しを行い、psychometric function を session 間 で平均したグラフを作成せよ. エラーバーは session 間での標準偏差として、グラフに付すこと. (図 2-1)
- 2. この際の錯視量の session 間平均値と標準偏差を数値として示すこと.
- 3. この結果を得るために用いたパラメータのうち、デフォルト設定から変更したパラメータの値を全て列記すること.

課題3 (アドバンスド): オリジナル錯視のプログラミング

Muller-Lyer 錯視以外の錯視を用いた実験プログラムを実装し、錯視量を計測せよ. 他の錯視の例としては、NTT の錯視フォーラム (http://www.kecl.ntt.co.jp/IllusionForum/) などが参考になる.

6 レポート作成方法

レポートには、実験手順とともに、以下の結果をわかりやすく示すこと. 以下で、xxx の部分は自身の 学籍番号を入れること.

- 1. 課題1で指定された図1-1, 1-2, 1-3, 1-4, および錯視量の分散分析の結果, その他の指定項目について記載すること. また, 指定されたエクセルファイル (XXX_HMS_mid_task1_result.xlsx) に指定されたフォーマットどおりに各 session の錯視量に関する結果を記入し、レポート本体のファイルとは別にこれを作成すること.
- 2. 課題2で指定された図2-1,およびその他の指定項目について記載すること.また,指定されたエクセルファイル(XXX_HMS_mid_task2_result.xlsx)に指定されたフォーマットどおりに各session の錯視量に関する結果を記入し、レポート本体のファイルとは別にこれを作成すること.
- 3. (任意)課題3に取り組んだグループがあれば、その結果について、任意の形式で報告のこと.
- 4. レポートの最後のページに、レポート作成に使用したデータは、レポート作成者自身がきちんと計測 したものであり、不正行為が行われていないことを宣誓すること.

*レポート本体の作成には、見本として作成した report_sample.pdf を参考にして作成すること.

7 レポート提出方法

レポート本体は pdf ファイルに変換して電子ファイルで Google Classroom の「中間課題」のページ経由で提出すること(メール提出は受け付けない). レポート本体のファイル名は XXX_HMS2024mid _report.pdf とすること (XXX は学籍番号). また添付するエクセルファイルは、配布したフォーマットをそのまま使い、ファイル名の XXX のところだけ学籍番号に入れ替えて提出すること. よって、例えば

学籍番号が 12345678 の場合の提出ファイルは,

12345678_HMS2024_mid_report.pdf 12345678_HMS2024_mid_task1_result.xlsx 12345678_HMS2024_mid_task2_result.xlsx

の3つである.以上の**提出要件が満たされていない提出物は採点対象としない可能性がある**ので注意すること.

提出期限は google classroom で掲示する

8 課題評価法

課題1については、有意差が出たかどうかや、きれいな結果かどうか、などの観点では評価しない. 正しい手続きで正しそうなデータが得られていそうかという観点のみで評価するので、データを正直に報告すること. ただし、むちゃくちゃな矢羽角度3条件で実験しているものは減点対象とする可能性がある.

課題2も、課題1と同様に、正しい実験手続きで実験が実施できていそうかを第一の評価の指標とする. 加えて、課題2は錯視コンテストなので、錯視量の大きさも評価対象とする可能性がある. それと同時に、session間での錯視量のばらつきの小ささも評価の対象とする可能性がある(これは、実験を正しく統制して行えていたかの目安にもなるため). 錯視量を平均的に大きくするとともに、きちんと統制を行い、被験者間でのばらつきを抑えるように心がけること.

以上